

# Wenn es auf maximale Hygiene ankommt.

## Fripa Medizinalrollen

**2**  
Lagen

Die reiß- und nassfesten Fripa Medizinalrollen spielen in zahlreichen Krankenhäusern und Arztpraxen täglich eine sehr wichtige Rolle im Auftrag der hier gebotenen Hygiene.



Artikel	Art.-Nr.	EAN-Nr. 4000883	Material	Farbe	Eigen- schaften	Lagen	Breite (cm)	Länge (m)	Abriss- länge	Ø Rolle (cm)	Ø Hülse (cm)	Rollen VE	VE/ Pal.
<b>secura-line</b>	<b>505 3918</b>	00364 4	1 Lage Tissue 1 Lage PE- Beschicht.	hoch- weiß	flüssig- keits- undurch- lässig	2	ca. 39 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 10 cm	ca. 4,2 cm	6	48
	<b>505 5016</b>	00365 1	1 L. Tissue 1 L. PE	hoch- weiß	s. o.	2	ca. 50 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 10 cm	ca. 4,2 cm	6	36
	<b>505 5514</b>	00366 8	1 L. Tissue 1 L. PE	hoch- weiß	s. o.	2	ca. 55 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 10 cm	ca. 4,2 cm	6	36
	<b>505 5916</b>	00367 5	1 L. Tissue 1 L. PE	hoch- weiß	s. o.	2	ca. 59 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 10 cm	ca. 4,2 cm	6	36
<b>duo-line+</b>	<b>505 3908</b>	00081 0	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 39 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	24
	<b>505 5006</b>	00083 4	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 50 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	<b>505 5501</b>	00084 1	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 55 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	<b>505 5906</b>	00085 8	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 59 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	<b>501 3906</b>	00677 5	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 39 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 16 cm	ca. 4,2 cm	6	20
	<b>501 5006</b>	00676 8	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 50 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 16 cm	ca. 4,2 cm	6	15
	<b>501 5506</b>	00675 1	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 55 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 16 cm	ca. 4,2 cm	6	15
	<b>501 5906</b>	00678 2	100 % Zellstoff	hoch- weiß	nassfest, PEFC™	2	ca. 59 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 16 cm	ca. 4,2 cm	6	15



# Diagnose: Ein Fall von sicherer Hygiene.



## Fripa Medizinalrollen



Wenn es auf maximale Hygiene ankommt:  
Das Papier für Medizinalrollen muss äußerst  
reißfest, strapazierfähig und angenehm weich  
sein, da es unmittelbaren Kontakt mit der Haut  
der Patienten hat.

Artikel	Art.-Nr.	EAN-Nr. 4000883	Material	Farbe	Eigen- schaften	Lagen	Breite (cm)	Länge (m)	Abriss- länge	Ø Rolle (cm)	Ø Hülse (cm)	Rollen VE	VE/ Pal.
<b>classic-line</b>	<b>505 3902</b>	00071 1	100% Zellstoff	hoch- weiß	reiß- & nassfest, PEFC™	1	ca. 39 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	24
	<b>505 5001</b>	00073 5	100% Zellstoff	hoch- weiß	reiß- & nassfest, PEFC™	1	ca. 50 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	<b>505 5502</b>	00074 2	100% Zellstoff	hoch- weiß	reiß- & nassfest, PEFC™	1	ca. 55 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	<b>505 5901</b>	00075 9	100% Zellstoff	hoch- weiß	reiß- & nassfest, PEFC™	1	ca. 59 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
<b>basic-line</b>	<b>505 3903</b>	00086 5	100 % Recycling	weiß	reiß- & nassfest	1	ca. 39 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	24
	<b>505 5002</b>	00088 9	100 % Recycling	weiß	reiß- & nassfest	1	ca. 50 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	<b>505 5503</b>	00089 6	100 % Recycling	weiß	reiß- & nassfest	1	ca. 55 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	<b>505 5900</b>	00090 2	100 % Recycling	weiß	reiß- & nassfest	1	ca. 59 cm	ca. 50 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18



# Eine wichtige Rolle im Auftrag der Hygiene.

## Fripa Medizinalrollen



Die strapazierfähigen und nassfesten Medizinalrollen von Fripa gewährleisten mit einer Abrisslänge von 38 cm einen verbrauchsschonenden Einsatz.



Artikel	Art.-Nr.	EAN-Nr. 4000883	Material	Farbe	Eigen- schaften	Lagen	Breite (cm)	Länge (m)	Abriss- länge	Ø Rolle (cm)	Ø Hülse (cm)	Rollen VE	VE/ Pal.
nova-line	501 3907	00931 8	100 % Zellstoff	hoch- weiß	hoch- nassfest, PEFC™	1	ca. 39 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	24
	501 5007	00932 5	100 % Zellstoff	hoch- weiß	hoch- nassfest, PEFC™	1	ca. 50 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	501 5507	00933 2	100 % Zellstoff	hoch- weiß	hoch- nassfest, PEFC™	1	ca. 55 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18
	501 5907	00934 9	100 % Zellstoff	hoch- weiß	hoch- nassfest, PEFC™	1	ca. 59 cm	ca. 100 m	ca. 38 cm	ca. 13 cm	ca. 4,2 cm	9	18